


Informations techniques pour le nébuliseur SideStream

	Débit minimum 6 LPM @ 69 kPa	Débit maximum 8 LPM @ 124 kPa	Débit recommandé 6 LPM @ 69 kPa
Taille des particules (DAMM = Diamètre Aérodynamique Massique Médian)	2.9	3.1	2.9
Sortie d'aérosol	0.49 mL (2.5 mL/salbutamol)	0.42 mL (2.5 mL/salbutamol)	0.49 mL (2.5 mL/salbutamol)
Débit d'aérosol	0.09 mL/min (2.5 mL/salbutamol)	0.15 mL/min (2.5 mL/salbutamol)	0.09 mL/min (2.5 mL/salbutamol)
Capacité du réservoir de médicaments	Minimum 2 mL – maximum 10 mL		

L'appareil SideStream est un nébuliseur à main conçu pour l'aérosolisation des médicaments approuvés en vue de la nébulisation. Le nébuliseur SideStream ne peut pas être utilisé avec de l'oxygène.

Il est possible que les informations ci-dessus sur les performances obtenues ne s'appliquent pas exactement aux médicaments fournis en suspension ou sous forme très visqueuse. Dans de tels cas, demander conseil au fournisseur du médicament.

Résultat de mesure de taille des particules à l'impacteur en cascades.



Mesures selon la norme
EN13544-1:2007
+A1:2009

Data on File
Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd

Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business
Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester,
PO20 2FT UK

PN 1113534 R00


Dane techniczne nebulizatora Sidestream

	Przepływ minimalny 6 (litrów na minutę) @ 69 kPa	Przepływ maksymalny 8 (litrów na minutę) @ 124 kPa	Rekomendowany przepływ 6 (litrów na minutę) @ 69 kPa
Rozmiar cząstki (MMAD = mediana aerodynamicznej średnicy cząsteczek)	2.9	3.1	2.9
Wytwarzanie aerozolu	0.49 mL (2.5 mL/salbutamol)	0.42 mL (2.5 mL/salbutamol)	0.49 mL (2.5 mL/salbutamol)
Szybkość wytwarzania aerozolu	0.09 mL/min (2.5 mL/salbutamol)	0.15 mL/min (2.5 mL/salbutamol)	0.09 mL/min (2.5 mL/salbutamol)
Pojemność zbiornika na lek	Minimalnie 2ml – maksymalnie 10ml		

Sidestream jest poręcznym nebulizatorem przeznaczonym do podawania leków w inhalacji. Nebulizator Sidestream nie jest przeznaczony do dostarczania tlenu.

Dostarczone informacje o wydajności urządzenia mogą odbiegać od rzeczywistych w przypadku użycia leku w zawieszinie lub o wyższej lepkości. W takich przypadkach dodatkowe informacje powinny być dostarczone przez dostawcę leku.

Wynik pomiaru rozmiaru cząstki z użyciem impaktora kaskadowego.



Pomiar wykonany zgodnie z europejską normą EN13544-1:2007+A1:2009

Data on File
Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd

Respironics Respiratory
Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business
Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester,
PO20 2FT UK

PN 1113534 R00